

ООО «Лабораторные Технологии»

**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТБОРА
ПРОБ ПЕНТАНОВ**

Руководство по эксплуатации

ООО «Лабораторные Технологии»

**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТБОРА
ПРОБ ПЕНТАНОВ**

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Описание прибора:

Контейнер предназначен для отбора проб пентанов.

2. Технические параметры прибора:

Диаметр отверстия крышки, мм: 4,0
Длина смотрового окна, мм: 40,0
Габариты контейнера (с крышкой), мм: 67х36х36
Габариты склянки пенициллиновой, мм: 59х22,5х22,5
Объем склянки пенициллиновой, мл: 10,0
Масса не более, кг: 0,2

Материал основных деталей

Корпус	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Крышка	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Склянка пенициллиновая	Тарное стекло (ЗТ или КТ) ГОСТ Р 52022-2003
Пробка склянки	МБС ГОСТ 7338-90
Прокладка	Силикон

3. Комплектация

Контейнер в сборе со склянкой и пробкой, шт	1
Паспорт, шт	1
Упаковка	1

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Описание прибора:

Контейнер предназначен для отбора проб пентанов.

2. Технические параметры прибора:

Диаметр отверстия крышки, мм: 4,0
Длина смотрового окна, мм: 40,0
Габариты контейнера (с крышкой), мм: 67х36х36
Габариты склянки пенициллиновой, мм: 59х22,5х22,5
Объем склянки пенициллиновой, мл: 10,0
Масса не более, кг: 0,2

Материал основных деталей

Корпус	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Крышка	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Склянка пенициллиновая	Тарное стекло (ЗТ или КТ) ГОСТ Р 52022-2003
Пробка склянки	МБС ГОСТ 7338-90
Прокладка	Силикон

3. Комплектация

Контейнер в сборе со склянкой и пробкой, шт	1
Паспорт, шт	1
Упаковка	1

4. Свидетельство о приемке

Изготовитель гарантирует соответствие контейнера для отбора проб пентанов ГОСТ 24676 при соблюдении условий применения и хранения при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Дата изготовления

Штамп ОТК

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»
г. Дзержинск, Нижегородская область,
улица Ленинградская, дом 12А
Тел./факс: (8313) 36-76-13

4. Свидетельство о приемке

Изготовитель гарантирует соответствие контейнера для отбора проб пентанов ГОСТ 24676 при соблюдении условий применения и хранения при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Дата изготовления

Штамп ОТК

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»
г. Дзержинск, Нижегородская область,
улица Ленинградская, дом 12А
Тел./факс: (8313) 36-76-13

